

## Ингредиент: CLEARSOFT GEL EMT

<b>INCI</b>	<b>Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer</b>
<b>CAS</b>	111286-86-3
<b>ЕС</b>	601-067-4
<b>Применение</b>	Средства для ухода за кожей лица, тела, рук и ног; Очищающие средства для лица; Средства для ночного ухода за кожей; Увлажняющие средства; Основы под макияж
<b>Функция</b>	Стабилизатор эмульсии, Модификатор текучести, Модификатор вязкости, Эмульгатор
<b>Химический класс</b>	Синтетические полимеры (включая соли)
<b>Происхождение</b>	Синтетическое
<b>Законодательный статус</b>	Китай - IECIC 2015
<b>Производитель</b>	C&H Materials
<b>Страна происхождения</b>	Корея
<b>Поставщик</b>	ООО "РЕВАДА"

Clearsoft Gel EMT - порошкообразный полимер. Является эмульгирующим, стабилизирующим и загущающим агентом. Позволяет создавать полупрозрачные гели с эластичной структурой и сатиновым сенсорным профилем. Прост в использовании, не требует нейтрализации. Хорошо диспергируется как в масле, так и в воде. Работает в широком диапазоне pH. Рекомендуемый % ввода: 0,1-3,0 %.

Ингредиент: [CLEARSOFT GEL EMT](https://cosmetexpert.ru/30-clearsoft-gel-emt)  
<https://cosmetexpert.ru/30-clearsoft-gel-emt>

Последняя редакция: 21 июля 2025 г.

© 2020-2026 Энциклопедия косметических ингредиентов CosmetExpert.ru. Все права защищены. Копирование данных допускается только с указанием ссылки на источник.